

MASQUE RESPIRATOIRE DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Modèle : **RESPY-F2**

Masque médical modèle RESPY-F2

Niveau de protection : FFP2 selon Norme Européenne EN 149-CE 0086

Soupape d'expiration.

Pince nez de positionnement et d'étanchéité.

Mentonnière intégrée permettant de parler normalement et assurant une meilleure étanchéité.

Média filtrant très doux pour un excellent confort.

2 sangles de maintien.

Masque pliable facile à ranger dans une poche.

Protégez-vous et protégez les autres



BONNES RAISONS DE LE PORTER

Un appareil de protection respiratoire jetable filtrant contre les particules, communément appelé « masque » de protection respiratoire, est destiné à protéger celui qui le porte contre l'inhalation d'agents infectieux transmissibles par voie « **aérienne** ».

Il protège aussi contre le risque de transmission lors de l'expectoration, voie « **gouttelettes** ».

Le niveau de protection FFP2 correspond à une utilisation dans des situations à risque de contagions par agents infectieux transmissibles par voies aériennes.

BONNES PRATIQUES D'UTILISATION

Bien ajuster sur le visage avec précision en utilisant le pince nez.

Une fois en place, éviter de toucher le masque avec les doigts pour diminuer le risque d'échange de contaminants.

Après avoir enlevé le masque, il faut se laver les mains.

Attention, ce masque ne protège pas contre l'inhalation de gaz ou de vapeurs toxiques.

Ce masque doit être éliminé dans la filière de recyclage des déchets à risques infectieux.

Un masque de protection ne se prête pas.